

Umbilical cord clamp

Clamp para cordão umbilical

- FR Clamp de Bar ombilical
- DE Nabelschnurklemme
- NL Navelstrengklem
- IT Morsetto per cordone ombelicale
- ES Pinza para cordón umbilical
- SV Navelsträngsklamma
- GR Κλάμμα za πύλινα βρύση
- HR Stezaljka za pupčanu vrpču
- CZ Svoraka na pupčnický šňůru
- DA Navelstrengsklemmer
- FI Nabanõõri klamber
- ET Napanõõri puristin
- EL Λαβίδα ομφάλιου λώρου
- HU Kétkézkeszínócsipesz
- LV Nabassaites spailes
- LT Virkėtelės spaustukės
- PL Zaczisk do powpinowy
- NO Clemis cordon ombilical
- SK Svoraka na pupčnický šnúru
- SI Spunka za popkovino
- NO Navelstrengsklemme





IMPORTANT

CAUTION: Incorrect placement of the clamp on the umbilical cord may lead to an inadequate seal and consequent blood loss that might prove fatal for some babies. **Read the instructions before using the device.**

ATTENTION: Une mauvaise mise en place du clamp sur le cordon ombilical peut entraîner un blocage inapproprié et par conséquent une perte de sang qui peut se révéler fatale chez certains bébés. **Lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le dispositif.**



https://www.youtube.com/watch?v=XXVUPjXaiBQ



EN UMBILICAL CORD CLAMP
INTENDED PURPOSE, INDICATIONS AND CLINICAL BENEFIT
Umbilical cord clamp is intended to clamp the umbilical cord after delivery to prevent bleeding from the cord stump after the cord has been cut.
INSTRUCTIONS FOR USE
1-Check the thickness of the umbilical cord. In case it is a thin cord, it may be necessary to fold it before placing the clamp to obtain a bigger resistance to the clamp closing, or consider applying two clamps.
2-Place the cord within the clamp, in the clamping zone (figure 1a).
3-Check that there is not any object blocking the locking site (e.g. swabs, surgical instruments, etc.).
4-Close the clamp until it locks and clicks (figure 2). Make sure that the clamp is well closed, with both teeth correctly in place (figure 2) and that it is impossible to open it with the hands. Cut the umbilical cord.
5-Confirm that there is no bleeding at the end of the cord. Check regularly for signs of bleeding due to a misplaced clamp or due to a damaged cord.
WARNINGS AND PRECAUTIONS
Intended to be used exclusively by paediatric/neonatology healthcare professionals.
Visually inspect the sterile barrier system prior to use. Do not use the device if you detect any breach in packaging integrity.
Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any deformation or defect that may compromise the performance.
Always check the integrity of the locking system before use. Do not use the device if the locking system is damaged.
Placement of the clamp on the umbilical cord may lead to an inadequate seal and consequent blood loss that might prove fatal.
Do not re-use. Intended to be used one single time to prevent risks from contamination, including possible infection.
When used on healthcare facilities, and if contaminated: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards to avoid contamination.
Other risks: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for human waste.
The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device. In case of a serious incident, please contact the manufacturer (UE) 2017/745 we must inform that serious incidents related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent damage, should be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your country.

DE NABELSCHNURKLEMME
ZWICKBESTIMMUNG, INDIKATIONEN UND KLINISCHER NUTZEN
Die Nabelschnurklemme dient zum Abklemmen der Nabelschnur nach der Geburt am Ende des Nabelschnur-Ende nach dem Durchtrennen der Nabelschnur zu verhindern.
ANWENDUNGSWEISE
1-Die Dicke der Nabelschnur prüfen. Handelt es sich um eine dünne Schnur, kann es erforderlich sein, sie vor dem Anbringen der Klemme zu falten, um einen größeren Widerstand zu erzeugen, um die Klemme zu erreichen, oder alternativ zwei Klemmen anzubringen.
2-Die Nabelschnur in die Abklemmzone der Klemme legen (Abbildung 1a).
3-Darauf achten, dass kein Objekt (z. B. Tupfer, chirurgische Instrumente usw.) die Verriegelungsstelle blockiert.
4-Die Klemme bis zum Verriegeln schließen und prüfen, ob sie einrastet (Abbildung 2). Stellen Sie sicher, dass die Klemme fest geschlossen ist, dass beide Zähne korrekt eingerastet sind (Abbildung 2) und dass sie sich von Hand nicht öffnen lässt. Die Nabelschnur durchtrennen.
5-Sich vergewissern, dass am Ende der Nabelschnur kein Blut austritt. Regelmäßig auf Anzeichen einer Blutung durch falsch angebrachte Klemme oder beschädigte Nabelschnur achten.
WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE
Ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in der Neonatologie bestimmt.
Überprüfen Sie vor der Verwendung visuell das Sterilbarrieresystem.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Verletzung der Verpackungsisolierung feststellen.
Überprüfen Sie das Gerät visuell. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen einer Verschlechterung oder eines Defekts feststellen, beispielsweise Beschädigung der Klemme.
Vor Verwendung stets die Integrität des Verschlusssystems prüfen. Nicht verwenden, wenn es unvollständig oder blockiert ist. Eine falsche Platzierung der Klemme an der Nabelschnur kann zu einem unzureichenden Verschluss und in der Folge zu Blutverlust führen, der tödlich sein kann. Nicht wiederverwenden.
Nicht verwenden, wenn die Verwendung bestimmt, um Risiken durch Kontamination, einschließlich möglicher Infektionen, und/oder Funktionschäden zu vermeiden.
Bei der Verwendung in Gesundheitseinrichtungen und bei Kontamination: Entsorgen Sie medizinische Abfälle gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, und/oder Standards zur Infektionsprävention, um das potenzielle Risiko einer Kontamination, Infektion oder Verschmutzung zu minimieren.
Ansonsten: Entsorgen Sie den Abfall gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und/oder Standards zur Infektionsprävention.

PT CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL
FINALIDADE PREVISTA, INDICAÇÕES E BENEFÍCIO CLÍNICO
O clamp para cordão umbilical é utilizado para clampar o cordão umbilical depois de o cordão ter sido cortado.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1-Verifique a estrutura do cordão umbilical. No caso de se tratar de um cordão fino, poderá ser necessário dobrá-lo antes de colocar o clamp para obter uma maior resistência ao fechamento.
2-Coloque o cordão umbilical no clamp, na zona de clampagem (figura 1a).
3-Verifique se nenhum outro objecto está a bloquear o local de fecho (p. ex. compressas, instrumentos cirúrgicos, etc.).
4-Fecher o clamp até este ficar bloqueado e ouvir um clique (figura 2). Garantir que o clamp está bem fechado, com ambos dentes corretamente posicionados e encaixados (figura 2) e que é impossível abri-lo manualmente. Cortar o cordão umbilical.
5-Confirmar a inexistência de hemorragia na extremidade do cordão. Verificar regularmente possíveis sinais de hemorragia devido a um clamp mal posicionado ou a um cordão fragilizado.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde de pediatria / neonatologia.
Inspeção visualmente do sistema de barreira antes da utilização. Não utilize o dispositivo se detectar qualquer falha na integridade da embalagem.
Inspeção visualmente do dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer o desempenho.
Verifique sempre a integridade do sistema de fecho antes de utilizar. Não utilizar no caso de estar incompleto ou bloqueado. A colocação incorrecta do clamp no cordão umbilical pode levar a um bloqueio inadequado e consequente perda de sangue que pode ser fatal.
Não reutilizar. Destina-se a uma única utilização de modo a evitar os riscos decorrentes da sua contaminação, incluindo possíveis infeções.
Se utilizado em unidades de saúde, e se estiver contaminado: Descarte de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infeções aplicáveis para resíduos hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação.
Outros riscos: Descarte de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infeções aplicáveis para resíduos urbanos.
Embora não seja previsível a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização deste dispositivo, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes da utilização do dispositivo, que colocarem em risco a saúde ou a integridade física de uma pessoa, devem ser comunicados a Bastos Viegas e à autoridade competente do seu País.

SV PINZA PARA CORDON UMBILICAL
FINALIDAD PREVISTA, INDICACIONES Y BENEFICIO CLINICO
Le clamp de Bar ombilical est destiné à clamer le cordon ombilical après l'accouchement pour empêcher un saignement du cordon une fois le cordon coupé.
NOTICE D'UTILISATION
1-Vérifier l'épaisseur du cordon ombilical. S'il s'agit d'un cordon fin, il peut être nécessaire de le replier avant de placer le clamp afin d'obtenir une plus grande résistance à la fermeture de celui-ci, ou envisager d'utiliser deux clips.
2-Placer le cordon dans le clamp, dans la zone de clampage (figure 1a).
3-Vérifier qu'il n'y a pas d'objet bloquant le site de verrouillage (éponouilles, instruments chirurgicaux, etc.).
4-Fermer le clamp jusqu'à ce qu'il se verrouille et clique (figure 2). S'assurer que le clamp est bien fermé, que les deux dents sont bien en place (figure 2) et qu'il est impossible de l'ouvrir à la main. Couper le cordon ombilical.
5-Vérifier qu'il n'y a pas de saignement à l'extrémité du cordon. Vérifier régulièrement des signes de saignement attribuable à un mauvais positionnement du clamp ou à une lésion du cordon ombilical.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS
Conçu pour être utilisé exclusivement par des professionnels de santé en pédiatrie/neonatalogie.
Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez des défauts ou des dommages compromettant les performances.
Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
Toujours vérifier l'intégrité du système de verrouillage avant utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si le système de verrouillage est endommagé ou défectueux.
Un mauvais positionnement du clamp sur le cordon ombilical pourrait entraîner un scellement inadéquat et la perte sanguine subséquente pourrait être, en effet, fatale.
Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections.
En cas d'utilisation dans des établissements de soins de santé, et en cas de contamination: Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel de contamination, d'infection ou de pollution.
Dans le cas contraire: Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets urbains.
La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé ou l'intégrité physique d'une personne, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

FR CLAMP DE BAR OMBILICAL
DESTINATION, INDICATIONS ET BENEFICE CLINIQUE
Le clamp de Bar ombilical est destiné à clamer le cordon ombilical après l'accouchement pour empêcher un saignement du cordon une fois le cordon coupé.
NOTICE D'UTILISATION
1-Vérifier l'épaisseur du cordon ombilical. S'il s'agit d'un cordon fin, il peut être nécessaire de le replier avant de placer le clamp afin d'obtenir une plus grande résistance à la fermeture de celui-ci, ou envisager d'utiliser deux clips.
2-Placer le cordon dans le clamp, dans la zone de clampage (figure 1a).
3-Vérifier qu'il n'y a pas d'objet bloquant le site de verrouillage (éponouilles, instruments chirurgicaux, etc.).
4-Fermer le clamp jusqu'à ce qu'il se verrouille et clique (figure 2). S'assurer que le clamp est bien fermé, que les deux dents sont bien en place (figure 2) et qu'il est impossible de l'ouvrir à la main. Couper le cordon ombilical.
5-Vérifier qu'il n'y a pas de saignement à l'extrémité du cordon. Vérifier régulièrement des signes de saignement attribuable à un mauvais positionnement du clamp ou à une lésion du cordon ombilical.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS
Conçu pour être utilisé exclusivement par des professionnels de santé en pédiatrie/neonatalogie.
Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez des défauts ou des dommages compromettant les performances.
Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
Toujours vérifier l'intégrité du système de verrouillage avant utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si le système de verrouillage est endommagé ou défectueux.
Un mauvais positionnement du clamp sur le cordon ombilical pourrait entraîner un scellement inadéquat et la perte sanguine subséquente pourrait être, en effet, fatale.
Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections.
En cas d'utilisation dans des établissements de soins de santé, et en cas de contamination: Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel de contamination, d'infection ou de pollution.
Dans le cas contraire: Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets urbains.
La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé ou l'intégrité physique d'une personne, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

2-Placer le cordon dans le clamp, dans la zone de clampage (figure 1a).
3-Vérifier qu'il n'y a pas d'objet bloquant le site de verrouillage (éponouilles, instruments chirurgicaux, etc.).
4-Fermer le clamp jusqu'à ce qu'il se verrouille et clique (figure 2). S'assurer que le clamp est bien fermé, que les deux dents sont bien en place (figure 2) et qu'il est impossible de l'ouvrir à la main. Couper le cordon ombilical.
5-Vérifier qu'il n'y a pas de saignement à l'extrémité du cordon. Vérifier régulièrement des signes de saignement attribuable à un mauvais positionnement du clamp ou à une lésion du cordon ombilical.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS
Conçu pour être utilisé exclusivement par des professionnels de santé en pédiatrie/neonatalogie.
Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez des défauts ou des dommages compromettant les performances.
Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
Toujours vérifier l'intégrité du système de verrouillage avant utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si le système de verrouillage est endommagé ou défectueux.
Un mauvais positionnement du clamp sur le cordon ombilical pourrait entraîner un scellement inadéquat et la perte sanguine subséquente pourrait être, en effet, fatale.
Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections.
En cas d'utilisation dans des établissements de soins de santé, et en cas de contamination: Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel de contamination, d'infection ou de pollution.
Dans le cas contraire: Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets urbains.
La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé ou l'intégrité physique d'une personne, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

UKRP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) 1021) 1022) 1023) 1024) 1025) 1026) 1027) 1028) 1029) 1030) 1031) 1032) 1033) 1034) 1035) 1036) 1037) 1038) 1039) 1040) 1041) 1042) 1043) 1044) 1045) 1046) 1047) 1048) 1049) 1050) 1051) 1052) 1053) 1054) 1055) 1056) 1057) 1058) 1059) 1060) 1061) 1062) 1063) 1064) 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340)

