

Compression bandages

Ligaduras de compressão

FR Bandes compressives



DE Dauerelastische Binden



NL Drukgevend windsel



IT Benda di compressione



ES Venda de compresión



SV Kompressionsbinda



BG Компресивни бинтове



HR Kompresijski zavojji



CS Kompresivní obinadla



DA Kompressionsbind



ET Kompressioonisedmed



FI Kompressiosidokset



EL Πιεστικοί επίδεσμοι



HU Kompressziós kötéksek



LV Kompresijas saites



LT Kompresinaijai tvarsčiai



PL Bandaże uciskowe



RO Bandaje compresie



SK Kompresné ovínadlá



SL Kompresijski povoji



<https://www.bastosviegas.com/downloads/fu/FUe551999104.pdf>

Bastos Viegas,s.a.

Avenida da Fábrica, 298
4560-164 Guifufe, Penafiel - Portugal

Tel.: 255 729 500

geral@bastosviegas.com

www.bastosviegas.com

EN COMPRESSION BANDAGES

416 Medium compression bandages⁴⁾
417 Strong compression bandages⁵⁾

INTENDED PURPOSE AND INDICATIONS

Compression bandages are intended for compression therapy, to reduce oedema and treatment of venous disorders. May also be used for retention of dressings.

CLINICAL BENEFIT

-To reduce oedema and fluid accumulation.
-To promote wound healing and to reduce risk of infection by retention of dressings.

INSTRUCTIONS FOR USE

1-It is recommended to apply the bandage when swelling is down, preferably in the morning or after some rest in a raised position.
2-Unless it is contraindicated, ensure that the foot is at a 90° angle and start bandaging according with adequate bandaging technique (examples of bandaging technique on fig.).
3-Apply the bandage holding the roll close to the limb and with the rolled-up part facing outward.
4-Apply the bandage so that the pressure decreases from the foot to the knee.
5-Use a secondary dressing (e.g. adhesive) or a clip fastener to secure the bandage in place.

WASHING INSTRUCTIONS

Compression bandages may be re-washed until a maximum of 3 times, according to the instructions below, in order to maintain their elasticity properties.



WARNINGS AND PRECAUTIONS

-Intended to be used exclusively by healthcare professionals.
-Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
-Do not cut the bandage.
-An excessive pressure may cause damage to the limbs (e.g. skin necrosis or nerve injuries) and a deficient pressure compromises the treatment.
-After application, pain should progressively decrease. If pain increases or a new one occurs, which do not disappear while walking around, the bandage must be removed immediately.
-When used on healthcare facilities, and if contaminated: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.
Otherwise: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for urban waste.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device if used correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform that serious incidents related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

LABELLING SYMBOLS

1)UKCA marking 2)United Kingdom authorized representative

3)Paper (identification of packaging material)

IFU551999104 Rev.4 02-2024)

PT LIGADURAS DE COMPRESSÃO

416 Ligaduras de compressão média⁴⁾
417 Ligaduras de compressão forte⁵⁾

FINALIDADE PREVISTA E INDICAÇÕES

As ligaduras de compressão são utilizadas para terapia compressiva, para reduzir o edema e para tratamento de distúrbios venosos. Podem também ser usadas para retenção de material de penso.

BENEFÍCIO CLÍNICO

-Para reduzir os edemas e a acumulação de fluidos.
-Para promover a cicatrização de feridas e para reduzir o risco de infecção através da retenção de material de penso.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1-Est é recomendado que aplique a ligadura quando o edema for menor, preferencialmente na manhã ou após descanso na posição erguida.
2-A menos que seja contraindicado, certifique-se que o pé está num ângulo de 90° e inicie a aplicação da ligadura de acordo com as técnicas adequadas (ver exemplos de técnicas de aplicação da ligadura na Fig. 1).
3-Aplique a ligadura com o rolo junto ao membro e com a parte enrolada virada para fora.
4-Aplique a ligadura de forma a que a pressão vá reduzindo do pé para o joelho.
5-Use um pano secundário (por ex. adesivo) ou um clipe de fixação para fixar a ligadura no sítio.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

As ligaduras de compressão podem ser lavadas até um máximo de 3 vezes, de acordo com as instruções abaixo, de modo a manterem as suas propriedades de elasticidade.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

-Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.
-Inspeccione visualmente o dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer a performance.
-Não cortar a ligadura.
-Uma pressão excessiva pode provocar danos nos membros (ex. necrose da pele ou lesões nervosas) e uma pressão deficiente pode comprometer o tratamento.
-Após aplicação, a dor deve diminuir progressivamente. Se a dor aumentar ou se surgir uma nova, que não desaparece com o andar, remover a ligadura imediatamente.
-Se utilizado em unidades de saúde, e se estiver contaminado: Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infecções aplicáveis para residuais hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação, infecção ou poluição.
Em caso contrário: Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infecções aplicáveis para residuos urbanos.

Embora não seja previsto a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização do dispositivo se utilizado corretamente, mas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes da utilização do artigo, que coloquem em risco a vida ou deterioram a saúde, incluindo dano corporal permanente, devem ser comunicados à Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

1)Marcagem UKCA 2)Representante autorizado do Reino Unido

3)Papel (identificação do material de embalagem)

FR BANDES COMPRESSES

416 Bandes compressives moyennes⁴⁾
417 Bandes compressives fortes⁵⁾

DESTINATION ET INDICATIONS

Les bandes compressives sont indiquées dans la thérapie par compression pour réduire l'œdème et traiter les troubles veineux. Peut également être utilisé pour la fixation des pansements.

BÉNÉFICE CLINIQUE


-Pour réduire les œdèmes et l'accumulation de liquide.
-Pour favoriser la cicatrisation des plaies et réduire le risque d'infection grâce à la fixation des pansements.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1-Est il recommandé d'appliquer la bande lorsque le gonflement est peu important, de préférence la matin ou après un temps de repos avec les jambes en position relevée.
2-Sauf contre-indication, vérifier que la cheville forme un angle à 90 degrés et commencer l'enroulement en respectant une technique de bandage appropriée (exemples de technique de bandage à la figure 1).
3-Appliquer la bande en maintenant le rouleau près du membre, la partie enroulée tournée vers l'extérieur.
4-Réduire progressivement la pression en remontant du pied au genou.
5-Fixer la bande avec un adhésif pour pansement ou une attache à clip.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE

Selon les instructions ci-dessous, les bandes de compression peuvent être lavées jusqu'à 3 fois maximum, afin de conserver leurs propriétés élastiques.



MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

-Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
-Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de déterioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
-Ne pas couper la bande.
-Une pression excessive peut provoquer des blessures (par exemple, nécrose cutanée ou lésions nerveuses) et une pression insuffisante compromet le traitement.
-Après application, la douleur devrait diminuer progressivement. Si la douleur augmente ou si une nouvelle douleur apparaît et persiste après quelques pas, la bande doit être immédiatement retirée.
-En cas d'utilisation dans des établissements de soins de santé, et en cas de contamination: Eliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de pollution.
Dans le cas contraire: Eliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets urbains.

La survêne d'incidentes graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif si il est utilisé correctement, mais conformément au règlement (UE) 2017/745, nous devons informer que les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé, y compris la maladie ou l'alteration permanente d'une structure corporelle, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

SYMBOLS D'ÉTIQUETAGE

1)Marquage UKCA 2)Représentant agréé au Royaume-Uni

3)Notice d'information (identification du matériau d'emballage)

DE DAUERELASTISCHE BINDEN

416 Mittelstarke dauerelastische Binden⁴⁾
417 Starke dauerelastische Binden⁵⁾

ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN

Dauerelastische Binden werden in der Kompressionstherapie eingesetzt, um Ödeme zu reduzieren und Venenprobleme zu behandeln. Kann auch zur Fixierung von Verbinden verwendet werden.

KLINISCHER NUTZEN

-Zur Verringerung von Ödemen und Flüssigkeitsansammlungen.
-Zur Förderung der Wundheilung und zur Verringerung des Infektionsrisikos durch Fixierung von Verbinden.

GEBAUCHSANWEISUNG

1-Es wird empfohlen, die Binde anzulegen, wenn die Schwellung gering ist, vorzugsweise morgens oder nach dem Aufwachen.
2-Sofort nach der Kontraindikation, sicherstellen, dass sich der Fuß in einem 90-Grad-Winkel befindet und mit dem Verbinden unter Anwendung einer geeigneten Verbandstechnik beginnen (Beispiele für Verbandtechniken in Abb. 1).
3-Binde anlegen und dabei die Bindenrolle mit der eingerollten Seite nach außen nah am Gelenkmaße führen.
4-Reduire progressiv die Druck in remontierendem Fuß.
5-Fixieren die Binde mit einem Klebefilm für Verbinden oder eine Verbandsklammer nutzen, um den Verband in Position zu halten.

WASCHANWEISUNG

Um ihre elastischen Eigenschaften zu erhalten, können Kompressionsverbinden gemäß den nachstehenden Anweisungen maximal dreimal gewaschen werden.



WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

-Uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.

-Inspecteer het apparaat visueel. Gebruik het apparaat niet als tekenen van verslechting of defecten opmerkt die de prestaties in gevaar kunnen brengen.

-Knip het verband niet af.

-Overmatige druk kan lichaamsdelen beschadigen (bijv. huidneercose of zenuwschade) en onvoldoende druk zorgt ervoor dat de behandeling niet aanslaat.

-Na het aanbrengen van het verband zou de pijn geleidelijk moeten afnemen. Als de pijn toeneemt of een nieuwe pijn ontstaat in indien de pijn niet weggaat door rond te lopen, moet het verband onmiddellijk worden verwijderd.

-Bij gebruik in zorginstellingen en in geval van besmetting: Voer het afval af volgens de toepasselijke wetgeving en/of infectiepreventienormen voor afval uit de gezondheidszorg, om het potentiële risico op besmetting, infectie of vervuiling tot een minimum te beperken.

Andere gevallen: Voer het afval af volgens de toepasselijke wetgeving en/of infectiepreventienormen voor stedelijk afval.

Het optreden van ernstige incidenten wordt niet verwacht bij het gebruik van het apparaat bij correct gebruik. Echter volgens Verordening (EU) 2017/745 moeten wij u informeren dat ernstige

CS KOMPRESNÍ OBINADLA

416 Střední kompresní obinadla⁴⁾
417 Silná kompresní obinadla⁵⁾

URČENÝM ÚČELEM A INDIKACE

Kompresní obinadla jsou určena pro kompresní terapii za účelem snížení otoků a ležby zlíných onemocnění. Muže byt také použit při fixaci krytí.

KLINICKÝ PRÍNOSEK

-Pro snížení otoků a hromadění tekutin.
-Pro podporu hojení ran a snížení rizika infekce zafixováním krytí.

NAVOD K POUŽITIU

1-Doporučuje se používať obinadlo, pokud se otok projevuje v dolní časti, nejlépe ráno nebo po odpočinku ve zvednuté poloze.
2-Pokud není kontraindikováno, zajišťte, aby bylo chodidlo v úhlu 90° a záchrne bandážovat podél příslušné bandážovací techniky (příklady bandážovací techniky jsou uvedeny na obr.).
3-Použijte obinadlo táz, že udržujete roli blízko konceň a svinutá část směruje ven.
4-Použijte obinadlo tak, aby se tlak směrem od chodidla ke kolenu snížoval.
5-Pro zajištění obinadla na místě použijte sekundární obvaz (napr. adhezivní) nebo sponu.

POKYNY PRO PRANÍ

Kompresní obvazy lze přeprav maximálně třikrát podle níže uvedených pokynů, aby si zachovaly své elasticke vlastnosti.



Jemné praní, max. 30 °C
Nebělení
Nezehlete
Necistěte chemicky
Nesušte v sušičce

VÝSTRAHY A PŘEDBĚZNÁ OPATŘENÍ

-Urceno výhradne k použiti zdravotníky.
-Prostredok nejprve prohlédnete. Prostredok nepoužívajte, pokud zjistite jakékoli známky poškození nebo závady, ktoré by mohly omeziti jeho funkčnosť.
-Obinadlo neštrelíte.
-Nadmerný tlak môže zpôsobiť poškození končetín (napr. kožnej nekrózy alebo parónení nervu) a nedostatečný tlak ohroziť lečebo.
-Po aplikácii by se mela bolest postupne snížovať. Pokud sa bolest zvýší alebo se objeví nová bolest, ktorá pri chúzi nemizí, musí byť obinadlo okamžite odstrániť.
-V pripade použitia ve zdravotnickém zariadení a v pripade kontaminacie: Zlikvidujte jej v souladu s platnými právnimi predpisy a/alebo normami pro zamezení infekcií pre zdravotnický odpad, abyste minimalizovali potenciálny riziko kontaminacie, infekcie alebo znečistenia.
V ostatnich pripadech: Zlikvidujte jej v souladu s platnými právnimi predpisy a/alebo normami pro zamezení infekcií pre komunální odpad.

Pri správnym používaní zariadení se neopakáva výskyt závažných nežádoucích príhod, ale podle nařízení (EU) 2017/745 musíme uviesť, že závažné nežádoucí príhody souvisejí s používaním prostredku, ktorého ohrození život nebo zdraví, včetně onemocnění alebo trvalého lečebného poškození, musí byť oznameny spoločnosti Bastos Viegas a príslušnému orgánu vaši země.

SYMBOLY OZNAČOVÁNÍ
1) Označení UKCA 2) Autorizovaný zástupce pro Spojené království 3) Papír (označení obalového materiálu)

LV KOMPRESIJAS SAITES

416 Vidējas kompresijas bandāžas⁴⁾

417 Speciālās kompresijas bandāžas⁵⁾

PAREDŽĒTAIS NOLŪKS UN INDIKĀCIJAS

Kompresijas bandāžas ir paredžētas kompresijas terapijai, tūkšas mažināšanai un venuo traucējumu arēstēšanai. Var izmantot ari pārēju fiksāciju.

KLINIĶISKAS IEGUVUMS

-Tūkšas un šķidruma uzkrāšanas samazināšanai.
-Brūci dzīšanas veicināšanai un infekcijas riska samazināšanai, fiksējot pārēju.

LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA

1-Leteicības uzlīk bandāžu, kad pietūkums ir mazāks, vēlamā, nonāta pārēja atkarītojot ne vairāk kā 3 reizes, saskaņā ar turpmāk dotājām norādēm, lai saglabātu to elastību.

Mazgāšanas instrukcijas
Kompresijas bandāžas var mazgāt atkarītojot ne vairāk kā 3 reizes, saskaņā ar turpmāk dotājām norādēm, lai saglabātu to elastību.

BRIDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
-Izstrādājumu paredžēts lietot tikai veselības aprūpes profesionāliem.

-Vizuālā pārbaudīt ierici. Nelietojet ierici, ja atklājat, kādu nelietošanas pažīmi vai defektu, kas var ietekmēt ekspluatācijas iepāsības.
-Negrieziet bandāžu.
-Pārmiņš spiediens var radīt kermena locekļu traumu (piem., adas nekrózu vai nervu bojājumus), savukārt nepieciešams spiediens kavē arēstēšanas procesu.
-Pēc bandāžas uzlīkā sāpēm vajadzētu pakāpeniski mazināties. Ja sāpēs pastiprinās vai parādas jaunas sāpes, kas neparēj stājāt, bandāža nekavējoties jānovēn.
-Ja to izmanto veselības aprūpes iestādēs un ja tās ir kontaminēti: Utilizējet saskaņā ar pieļemotiem tiesību aktiem un/vai infekciju profilakses standartiem veselības aprūpes atkritumiem, lai minimizētu potenciālo kontamināciju, infekciju un tās riziku.
Pretejā gadījumā: Utilizējet saskaņā ar pieļemotiem tiesību aktiem un/vai infekciju profilakses standartiem sadzīves atkritumiem.

Ta izstrādājums tiek lietots pareizi, nopielnot negadijumi nav sagaidāmi, bet saskaņā ar Reglamentu (ES) 2017/745 mums jāinformēme, ka proti negadijumi ar ierices lietošanu saistītēm negadijumiem, kas apdraud dzīvību vai kādej veselību, leikšati slīmību vai paliekošu struktūru orgānumu bojājumu, ja paziņo Bastos Viegas un jūsu valsts kompetentajai iestādēi.

MĀRĶĒŠANAS SIMBOLI

1)UKCA mārkums 2)Apvienotā Karalistes pilnvarota pārstāvīs

3)Dokumenti (Iepakojuma materiāla identifikācija)

DA KOMPRESNS BIND

416 Medium kompressionsbind⁴⁾
417 Kraftige kompressionsbind⁵⁾

ERKLÄRET FORMÄL OCH INDIKATIONER

Kompressionsbind er bereget til kompressionsbehandling, til reducering af ødemmer og behandling af venøse lidelser. Kan også anvendes til retention af forbinder.

KLINISK FORDEL

-Til at reducere ødem og væskeophobning.
-Til at fremme sårhealing og reducere risikoen for infektion ved retention af forbinder.

BRUGSANVISNINGER

-Det anbefales at påføre bindet, når hævelsen er endet, helst om morgen eller efter hvile i en hævet position.
2-Medmindre det er kontraindikeret, skal man særge for, at fodden er i en 90° vinkel, og begynde at påføre bindet med en passende forbindings teknik (eksempler på forbindings teknikker i fig.).
3-Použijte obinadlo táz, že udržujete roli blízko konceň a svinutá časť směruje ven.
4-Použijte obinadlo tak, aby se tlak směrem od chodidla ke kolenu snížoval.
5-Pro zajištění obinadla na místě použijte sekundární obvaz (napr. adhezivní) nebo sponu.

POKYNY PRO PRANÍ

Kompresní obvazy lze přeprav maximálně třikrát podle níže uvedených pokynů, aby si zachovaly své elasticke vlastnosti.

WASKEANVISNINGER

Kompressionsbandager kan vaskes og bruges op til 3 gange i enhold til instruktionerne nedenfor for at bevare deres elastiske egenskaber.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

-Beregedt til udelukkende at blive brugt af sundhedspersonale.
-Inspirer enheden. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på forringelse eller fejl, der kan kompromittere ydeevnen.
-Nadmerný tlak môže zpôsobiť poškození končetín (napr. kožnej nekrózy alebo parónení nervu) a nedostatečný tlak ohroziť lečebo.
-Po aplikácii by se mela bolest postupne snížovať. Pokud sa bolest zvýší alebo se objeví nová bolest, ktorá pri chúzi nemizí, musí byť obinadlo okamžite odstrániť.
-V pripade použitia ve zdravotnickém zariadení a v pripade kontaminacie: Zlikvidujte jej v souladu s platnými právnimi predpisy a/alebo normami pro zamezení infekcií pre zdravotnický odpad, abyste minimalizovali potenciálny riziko kontaminacie, infekcie alebo znečistení.
V ostatnich pripadech: Zlikvidujte jej v souladu s platnými právnimi predpisy a/alebo normami pro zamezení infekcií pre komunální odpad.

Pri správnym používaní zariadení se neopakáva výskyt závažných nežádoucích príhod, ale podle nařízení (EU) 2017/745 musíme uviesť, že závažné nežádoucí príhody souvisejí s používaním prostredku, ktorého ohrození život nebo zdraví, včetně onemocnění alebo trvalého lečebného poškození, musí byť oznameny spoločnosti Bastos Viegas a príslušnému orgánu vašej země.

SYMBOLY OZNAČOVÁNÍ
1)Označení UKCA 2)Autorizovaný zástupce pro Spojené království 3)Papír (označení obalového materiálu)

ET KOMPRESSIOONSIDEDEM

416 Keskmise tugevusega kompressioonsidemed⁴⁾
417 Tugevad kompressioonsidemed⁵⁾

SIHTOSTSTARVE JA NÄIDUSTUSED

Kompressioonsidemed on mõeldud kompressiooniväiksusega alandamise ja veenihäiguste rõttamiseks.

KLINIININE KASUS

-Tursete ja vedeliku kogunemise vähendamiseks.
-Südimete kinnihoidimiseks haava paranemise soodustamiseks ja infektsiooni riski vähendamiseks.

KASUTUSIHED

-Turvatuks ja nesteen kertymisen vähentämiseksi.
-Edistää haivojen paranemista ja vähentää infektoriiski kliinimällä sítteisillä.

KÄYTÖTÖHÖÖJEET

-1-Suosittelimme laittamaan sidoksen, kun turvotus on laskenut, miluettu aamuilla tai kun raajaa on pidetty jonkin aikaa kohtaan hoitoon.

-2-Jos vasta-aiheetta ei ole, varmistaa, että jalkaterä on 90°:n kulumassa ja aloita sidoksen laittamisen nohattamalla oikeana sidontateknikkana (sidumistechnikat näitetään joonisel).

-3-Sideme paigaldamiseks hoida rulli jäsimile vastas, hil et kokkuruilitud osa on pealpool.

-4-Sideme paigaldamiseks hoida rulli läheks järnelemast.

-5-Kasutada teisest sidet (nt kleepriba) või klambit, et side paika kinnitada.

PESEMISJUHISED

Kompressioonsidemed voidib hinde elastisuse säiliimise tagamiseks pesta maksimaalselt kolm korda vastavalt alipooli toodud juhistele.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖUD

-Mõeldud kasutamiseks ainult tervishoiutöötajate poolt. Kontrollige seadet visuaalselt. Arge kasutage toode, kui avastate mis tahes märke kahjustustest või defektidest, mis võivad muutuda tootele toimivust.

-Sidet mitte ligatiga.

-Lühine surve yööle jäsimile kahjustada (nt nahaleekroos või harilikku kahjustust) ning liiga vähke surve vähendab ravitomit.

-Väli peaks pärast paigaldamist jätk- ja järg-järgult vähendatavat ravitomit.

-Laittamine jätkeneb kivun pitääsi lievyydest asti. Jos kipu paheneb tai ilmeneb uusi kipu, joka ei lievene kõndides, tuleb side väljatõsta eelviimastatud.

-Kui seadet kasutatakse tervishoiusüttööd ja kui see on saastunud: Võimaliku saaste, nakkus, ja reostusohu välimisteks kõrvvaldage tervishoiuüttööd kooskõlas kehitavaid õigusaktide ja/või nakkuse vältimise standardite röötega.

-Kui seadet käytetakse tervishoiuhalliloo tiloissa ja osas tuosta saastunut: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo jäätteid, koskevien infekcionestandardid mukaisesti välitakseksesse tartujoon, infektsioon ja saastumista.

-Muutu: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo tiloissa ja osas tuosta saastunut: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo jäätteid, koskevien infekcionestandardid mukaisesti välitakseksesse tartujoon, infektsioon ja saastumista.

-Ottaga komponioitetaid vähitellitavat tervishoiuhalliloo tiloissa ja osas tuosta saastunut: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo jäätteid, koskevien infekcionestandardid mukaisesti välitakseksesse tartujoon, infektsioon ja saastumista.

-Mutu: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo tiloissa ja osas tuosta saastunut: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo jäätteid, koskevien infekcionestandardid mukaisesti välitakseksesse tartujoon, infektsioon ja saastumista.

-Väli peaks puhastataid vähitellitavat tervishoiuhalliloo tiloissa ja osas tuosta saastunut: Hävitää voimassaolevan laišsäädännän ja/tai tervishoiuhalliloo jäätteid, koskevien infekcionestandardid mukaisesti välitakseksesse tartujoon, infektsioon ja saastumista.

-Oiga kasutamine korral ei esine seadme kasutamisel ohjuhiume, kuid vastavat määruseid (EU) 2017/745 mõlemi kohustust teavitama, et sidemad on ilmestatud, etta laitteen käyttö on ohjuhiume.

-Kui sidemad on ilmestatud, etta laitteen käyttö on ohjuhiume, mõlemad on ilmestatud, etta laitteen käyttö on ohjuhiume.

-Kui sidemad on ilmestatud, etta laitteen käyttö on ohjuhiume, mõlemad on ilmestatud, etta laitteen käyttö on ohjuhiume.</