

Surgical containers

Recipientes cirúrgicos

FR Conteneurs à usage chirurgical

DE OP-Behälter

NL Chirurgische containers

IT Contenitori chirurgici

ES Contenedores quirúrgico

SV Kirurgiska behållare

BG Хирургични контейнери

HR Kirurški spremnici

CS Chirurgické nádoby

DA Kirurgiske beholdere

ET Kirurgilised konteinerid

FI Kirurgiset säiliöt

EL Χειρουργικά δοχεία

HU Sebészeti tartályok

LV Trauks medicīnas vajadzībām

LT Chirurginė tara

PL Pojemniki chirurgiczne

RO Recipiente chirurgicale

SK Chirurgické nádoby

SL Kirurške posode

NO Kirurgiske beholdere



https://www.bastosviegas.com/downloads/ifu/IFU0551999115.pdf

Bastos Viegas,s.a.

Avenida da Fábrica, 298. 4560-164 Guilhufe, Penafiel-Portugal

Tel: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com

www.bastosviegas.com

UKRP

1)

2)

3)

4)

STERILE EO

1639

MD

IT Contenitori chirurgici

DISPOSITIVI

-Vassoi chirurgici; vaschette (compresi vascette rinforzate, vassoi per caterismo, vassoi per laparoscopia/endoscopia e vassoi con vaschetta per filo guida);
-Bacini (compresi bacini rotondi, coperchi dei bacini).

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

L'ampia gamma di contenitori chirurgici monouso è conforme ai più elevati standard di qualità. Dispositivi medici classificati come dispositivi di Classe IIa a causa delle loro ampie indicazioni d'uso approvate, compreso l'uso durante procedure invasive. Alcuni prodotti dispongono di coperchio appropriato e adesivi per il fissaggio alle superfici. Gli operatori sanitari devono scegliere un dispositivo con una capacità adeguata e con un design appropriato per lo scopo specifico previsto.

DESTINAZIONE D'USO E INDICAZIONI

1)Vassoi, 1 bacini, 1 teli copri bacini e le brocche per uso chirurgico:
-Conservare temporaneamente organi o tessuti.
-Conservare o preparare dispositivi medici come cateteri con soluzioni medicinali;
-Per contenere la soluzione salina o la soluzione salina con mezzi di contrasto o eparina destinata all'iniezione.
-Conservare soluzioni acquose e saline per l'irrigazione;
-Conservare soluzioni acquose e saline per la pulizia di ferite;
-Conservare antisettici per la disinfezione della cute o delle mucose.
Inoltre, e a causa del loro design, devono essere usati:
Brocche - Per versare le soluzioni.
Vaschette rinforzati, vassoi per caterismo (a forma di barca) - Per adattarsi al corpo umano; sono adeguati per raccogliere i fluidi corporei.
Vassoi con vaschetta per filo guida- Per preparare e conservare temporaneamente un filo guida mantenendolo in posizione e idratato.
Teli copri lavandino - Il telo copri lavandino, progettato con una tendina integrata, si usa per prevenire il trasferimento di un'infezione in contesto chirurgico. Modella per adattarsi all'interno del lavandino ad anello, il telo include una tendina che copre le gambe del supporto ad anello. Inoltre, serve a mantenere calde le soluzioni di irrigazione.

Coperchi dei vassoi chirurgici e i coperchi dei bacini:

Per ottenere la versione chiusa del vassoio o bacino chirurgico durante il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento.

Vaschette per placenta:

Specificamente per conservare temporaneamente la placenta e/o il cordone ombelicale per l'ispezione dopo il parto e per la preparazione della membrana placentare, che può poi essere utilizzata in un contesto come la cura della ferita.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

-Non deve essere usato per la preparazione di cemento osseo.
-Ispezionare visivamente il sistema di barriera sterile prima dell'uso. Non usare il dispositivo se si rileva una qualsiasi violazione dell'integrità della confezione.
-Ispezionare visivamente il dispositivo. Non usare il dispositivo se si rilevano segni di deterioramento o difetti che ne possano compromettere le prestazioni.
-Prima dell'uso, controllare visivamente la presenza di particelle e utilizzare solo se il contenuto è chiaro.
-Per la preparazione degli iniettabili, utilizzare un ago filtro. Si tenga presente che i contenitori aperti possono aumentare il rischio di contaminazione.

-Per le procedure invasive oftalmiche, lavare il contenitore chirurgico con soluzione sterile prima dell'uso.
-Deve essere usato solo da operatori sanitari.
-Non riutilizzare. Da utilizzarsi una sola volta per evitare rischi di infezione o possibile infezione. Evitare l'uso del dispositivo per evitare il rischio di contaminazione.
-Smaltire secondo la normativa in vigore e/o gli standard di prevenzione delle infezioni per i rifiuti sanitari, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione, infezione o inquinamento.

Non è previsto che si verifichino incidenti gravi con l'uso del dispositivo, se utilizzato in modo corretto, ma secondo il Regolamento (UE) 2017/745, in caso di incidenti gravi connessi con l'uso di questo dispositivo, che mettano in pericolo la vita o compromettano la salute, possono malattie o menomazioni permanenti di una struttura corporea, devono essere comunicati a Bastos Viegas e all'autorità competente del vostro Paese.

Simboli di ETICHETTATURA

1)Rappresentante autorizzato del Regno Unito 2)Carta (identificazione del materiale di imballaggio)3)Direzione di apertura 4)Marchio di fabbrica

EN Surgical containers

DEVICES

-Surgical bowls; basins and rectangular basins);
-Trays (includes kidney trays, basins liners;
-catheterization trays,
laparoscopic/endoscopic trays and trays with guide wire;
-Basins (includes ring basins, placenta

DEVICE INFORMATION

Wide-range of single-use surgical containers comply with the highest quality standards. Medical devices classified as Class Ila devices due to their broad approved indications for use, including use during invasive procedures. Some references present an appropriate lid as well as adhesives for fixation to surfaces. Healthcare professionals should select a device with a suitable capacity and design appropriate for the intended purpose.

INTENDED PURPOSE AND INDICATIONS

Surgical bowls, trays, basins, basin liners and pitchers:
-To temporarily hold organs or tissues.
-To hold or for preparation of medical devices such as catheters with medicinal solutions.
-To hold saline solution or saline solution with contrast media or heparin intended for injection.
-To hold aqueous, saline solutions for irrigation.
-To hold aqueous, saline or antiseptic solutions for wound cleansing.
-To hold antiseptics for disinfection of skin or mucosa.
Additionally, and due to their design, are intended to be used:
Pitchers - to pour solutions.
Kidney trays, catheterization trays (boat shape) - to fit the human body, are adequate to collect body fluids.
Trays with guidewire bowls - to prepare and to temporary store a guidewire while keeping it in place and hydrated.
Basin liners - The basin liner, designed with an integrated drape, is used to prevent the infection of the patient in a surgical context. Shaped to fit the interior of a ring basin, the liner includes a drape that covers the legs of the ring stand. Additionally, it serves to hold warm irrigation solutions.
Surgical bowl lids and Basin lids:
-To obtain the closed version of surgical bowls or basins during transport, storage or disposal.
Placenta basins:
-Specifically to temporarily hold placenta and/or umbilical cord for intact preservation and for subsequent preparation of placental membrane which can after be used in a context such as woundcare.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

-Not intended to be used for preparation of bone cement.
-Visually inspect the sterile barrier system prior to use. Do not use the device if you detect any breach in packaging integrity.
-Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
-Before use, check visually for particulate matter and use only if the contents are clear.
-For the preparation of injectables use of a filter needle. Be aware that open containers may increase the risk of contamination.
-For ophthalmic invasive procedures, flush the surgical container with sterile solution before use.
-Intended to be used exclusively by healthcare professionals.
-Do not re-use. Intended to be used one single time to prevent risks from contamination, including possible infections, and/or functional damage.
-Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device if used correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform that serious incidents related with the use of the device, that are life-threatening or compromising health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

LABELLING SYMBOLS

1)Representative authorized representative 2)Paper (identification of packaging material)

3)Opening direction 4)Trademark

ES Contenedores quirúrgico

PRODUCTOS

-Recipientes quirúrgicos; redondas, palanganas de placenta y bandejas (include bandejas riníferas, palanganas rectangulares);
bandejas para cateterización, bandejas para palanganas; para laparoscopia-endoscopia y bandejas con recipiente hilo guía);
-Palanganas (include palanganas quirúrgicas y tapas de palanganas).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Amplia gama de contenedores quirúrgicos de un solo uso que respetan las altas exigencias de calidad. Dispositivos médicos clasificados como dispositivos de Clase IIa a causa de las amplias indicaciones d'uso aprobadas, incluido el uso durante procedimientos invasivos. Algunas referencias presentan una tapa adecuada, así como adhesivos para fijarlas a las superficies. Los profesionales sanitarios deben seleccionar un equipo con una capacidad adecuada y con un diseño apropiado para el uso específico previsto.

FINALIDAD PREVISTA E INDICACIONES

Los recipientes quirúrgicos, las bandejas, las palanganas, los revestimientos para palanganas y las jarras medidoras:
-Para sostener órganos o tejidos temporalmente;
-Para sostener o para preparar equipos médicos como catéteres con soluciones medicinales;
-Para mantener la solución salina o la solución salina con medios de contraste o heparina destinada a la inyección;
-Para contener soluciones acuosas o salinas para irrigación;
-Para contener soluciones acuosas, salinas o antisépticas para limpiar heridas.
-Para contener antisépticos para desinfectar la piel o las mucosas.
Además, debido a su diseño, están pensados para ser utilizados:
Jarras medidoras- Para verter soluciones.
Bandejas riníferas, bandejas para cateterización (forma de barco)-Para ajustarse al cuerpo humano; son adecuados para recoger los fluidos corporales.
Bandejas con recipiente hilo guía-Para preparar y almacenar temporalmente un hilo guía manteniéndolo en su lugar e hidratado.
Revestimientos para palanganas-El revestimiento para palanganas, diseñado con una cortina integrada, se utiliza para prevenir la contaminación de agentes infecciosos en un contexto quirúrgico. Con una forma que se ajusta al interior de una palangana redonda, el revestimiento incluye una cortina que cubre las patas del soporte redondo. Además, sirve para mantener calientes las soluciones de irrigación.

Tapas de recipientes quirúrgicos y tapas de palanganas:

Para conseguir la versión cerrada de los recipientes quirúrgicos o las palanganas durante el transporte, el almacenamiento o la eliminación.

Palanganas de placenta:

Especialmente para sujetar de forma provisional la placenta o el cordón umbilical para inspeccionarlos después del parto y para preparar la membrana placentar que después se podrá utilizar para curar heridas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

-No debe utilizarse para preparar cemento oso.
-Inspeccione visualmente el sistema de barrera estéril antes de utilizarlas. No utilice el dispositivo si detecta alguna violación de integridad en el envoltorio.
-Inspeccione visualmente el dispositivo. No utilice el equipo si detecta indicios de deterioro o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.
-Antes de utilizarlo, compruebe visualmente si hay restos de partículas y utilícelo solo si no hay residuos.
-Para la preparación de inyectables utilice una aguja con filtro. Tenga en cuenta que los contenedores abiertos pueden aumentar el riesgo de contaminación.
-Para procedimientos oftalmológicos invasivos, enjuagar el contenedor quirúrgico con solución estéril antes de su utilización.
-Destinado a ser utilizado exclusivamente por profesionales sanitarios.
-No reutilizar. Destinado a ser utilizado una sola vez para evitar riesgos de contaminación, incluyendo posibles infecciones o daños en su funcionamiento.
-Deseshe de acuerdo con la legislación aplicable y/o las normas de prevención de infecciones para los residuos.
-Minimizar el posible riesgo de contaminación, infección o polución.

Utilizando el equipo de manera correcta no se deberían producir incidentes graves, pero de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 debemos informar de que los incidentes graves relacionados con el uso del equipo que pongan en peligro la salud humana, que comprometan la integridad física o que causen deterioro permanente de una estructura corporal, deben notificarse a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

SimBOLOS DE MARCADO

1)Representante autorizado del Reino Unido 2)Carta (identificación del material de embalaje)

3)Dirección de apertura 4)Marca

PT Recipientes cirúrgicos

DISPOSITIVOS

-Recipientes cirúrgicos; recipientes de placenta e recipientes -Tabuleiros (inclui tabuleiros reniformes, retangulares); tabuleiros para cateterização, tabuleiros -Coberturas de bacia; e para laparoscopia/endoscopia e tabuleiros -Jarras;
-Trays (inclui trays com fio guia);
-Bacins (inclui tampus de recipientes e recipientes (inclui recipientes redondos, cirúrgicos e tampas de recipientes).

INFORMAÇÕES SOBRE OS DISPOSITIVOS

Vasta gama de recipientes cirúrgicos de uso único, que cumprem com as mais elevadas normas de qualidade. Classificados como dispositivos médicos de classe IIa devido à ampla extensão de indicações para utilização previstas, incluindo a utilização durante procedimentos invasivos. Certas referências apresentam uma tampa, bem como adesivos para fixação às superfícies. Os profissionais de saúde devem selecionar um dispositivo com capacidade e formato adequados à finalidade prevista.

FINALIDADE PREVISTA E INDICAÇÕES

Recipientes cirúrgicos, tabuleiros, recipientes, coberturas de bacia e jarras:
-Para acondicionar temporariamente órgãos ou tecidos.
-Para apoiar ou preparar dispositivos médicos tais como catéteres com soluções medicamentosas.
-Para acondicionar solução salina, ou solução salina com contraste ou heparina, para injeção.
-Para acondicionar soluções salinas aquosas para irrigação.
-Para acondicionar soluções salinas aquosas ou soluções antissépticas para limpeza de feridas.
-Para acondicionar soluções antissépticas para desinfecção da pele ou mucosa.

Adicionalmente, e devido ao seu design, destinam-se a ser utilizados:

Jarras - para verter soluções.
Tabuleiros reniformes, tabuleiros para cateterização (forma barco) - para encaixar no corpo; são adequados para recolher fluidos corporais.
Tabuleiros com recipiente fio-guia - para preparar e armazenar temporariamente um fio-guia, mantendo-o na sua posição e hidratado.
Coberturas de bacia - A cobertura de bacia, concebido com um uso integrado, é usada para prevenir a contaminação de agentes infecciosos em contexto cirúrgico.
Com formato que se adapta ao interior do recipiente redondo, e inclui um campo que cobre as pernas da mesa de suporte. Também utilizado para acondicionar soluções mornas para irrigação.
Tapas de recipientes cirúrgicos e tapas de palanganas:
-Para obter a versão fechada dos recipientes cirúrgicos ou dos recipientes durante o transporte, armazenamento ou descarte.
Recipientes de placenta:
-Especificamente para acondicionar temporariamente placenta e/ou cordão umbilical, para inspeção após o parto e para preparação de membrana de placenta, que pode depois ser usada num contexto de tratamento de feridas.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

-Não indicado para a preparação de cimento osseo.
-Inspeccione visualmente a barreira estéril antes da utilização. Não utilize o dispositivo se detetar qualquer falha na integridade da embalagem.
-Inspeccione visualmente o dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer o desempenho.
-Antes da utilização, verifique visualmente a existência de partículas e utilize apenas se o conteúdo for limpo.
-Para a preparação de injetáveis utilizar uma agulha com filtro. Alertamos que os recipientes abertos podem aumentar o risco de contaminação.
-Para procedimentos invasivos oftálmicos, irrigar o recipiente cirúrgico com solução estéril antes de utilizar.
-Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.
-Não reutilizar. Destina-se a uma única utilização de modo a evitar os riscos de contaminação, incluindo possíveis infeções, e/ou de danos funcionais.
-Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infeções aplicáveis para resíduos hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação, infeções ou poluição.

Embora não seja previsível a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização do dispositivo se utilizado corretamente, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes do uso incorreto do artigo, que coloquem em risco a vida ou deteriorem a saúde, incluindo doença ou dano corporal permanente, devem ser comunicados a Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

SimBOLOS DE ROTULAGEM

1)Representante autorizado do Reino Unido 2)Papel (identificação do material de embalagem)

3)Direção de abertura 4)Marca registrada

SV Kirurgiska behållare

PRODUKTER

-Kirurgiska skålar; placentahandfat och rektangulära handfat);
-Brickor (inklusive njurrbrickor, kateteriseringsbrickor, laparoskopisk/ endoskopisk och brickor med skal för ledare);
-Handfat (inkluderar ringhandfat, skalar och handfat).

ENHETSINFORMATION

Brett sortiment av kirurgiska engångsbehållare som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Medicintekniska produkter som klassificeras som klass IIa-produkter på grund av deras breda godkända indikationer för användning, inklusive användning under invasiva procedurer.

I vissa referenser presenteras ett lämpligt lock, samt fästmedel för fixering på ytor.

Vårdspersonal bör välja en enhet med lämplig kapacitet och med en utformning som är lämplig för det specifika avsedda syftet.

AVSETT ÄNDAMÅL OCH INDIKATIONER

Kirurgiska skålar, brickor, handfat, handfatsskydd och tillbehör:
-För att tillfälligt förvara organ eller vävnader.
-För att förvara vattenhålliga medicintekniska produkter, tex. katetrar med medicinska lösningar.
-För att hålla koksaltlösning eller koksaltlösning med kontrastmedel eller heparin avsedd för injektion.
-För att förvara vattenhålliga saltlösningar för bevätning;
-För att förvara vattenhålliga saltlösningar eller antiseptiska lösningar för särrengöring;
-För att förvara antiseptiska medel för desinfektion av hud eller kläder.

Och dessutom, och på grund av deras utformning, är de avsedda att användas:

Tillbehör: För att hålla lösningar.
Njurbrickor, katetriseringsbrickor (båtform) - För att passa med maniskroppen, är lämpliga för uppsamling av kroppsvätskor.
Brickor med skal för ledare - För att förbereda och tillfälligt förvara en ledare, samtidigt som den hålls på plats och hydratiseras.
Skydd till handfat - Handfatsskyddet har designats med en integrerad drapering och används för att hindra överföring av smittämnen under kirurgi. Skyddet har utformats så att det passar i ett handfat med en drapering som täcker handfatställets ben. Dessutom kan det användas för att hålla vattenhålliga saltlösningar.

lock till kirurgiska skålar och handfat:

För att få tag i den slutna versionen av kirurgiska skålar eller handfat under transport, förvaring eller bortskaffande.

Placenta-handfat:

Speciellt för tillfällig förvaring av placenta och/eller navelsnär för inspektion efter födseln och för beredning av placentalmembran som sedan kan användas i samband med tex. sårvård.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-Inte avsedd att användas för förberedelse av benement.
-Inspektera den sterila systembarriären visuellt före användning. Använd inte enheten om du upptäcker att förpackningens integritet brutits.
-Inspektera enheten visuellt före användning. Använd inte enheten om du upptäcker tecken på försämring eller defekt som kan äventyra prestandan.
-Före användning ska man visuellt kontrollera om det finns partiklar och endast använda om innehållet är klart.
-För användning i ögonområdet använd en njerickbara läkemedel. Tänk på att öppna behållare ökar risken för kontaminering.
-För procedurmoment oftalmologiska invasiva, enjuaga det kirurgiska behållaren spolat med en steril lösning före användning.
-Destineras avsedd att användas av sjukvårdspersonal.
-Återanvänd inte. Avsedd att användas en gång för att förhindra risker för kontaminering, inklusive möjliga infektioner och/eller funktionsskador.
-Avfallsshantera i enlighet med gällande lagstiftning och/eller standard för avfallsförvaltning och/eller avfallshantering, för att minimera risk för kontaminering, infektion eller förorening.

Förekomsten av allvariga incidenter förväntas inte vid användning av enheten om den används på rätt sätt, men enligt förordning (EU) 2017/745 måste vi informera om att allvariga incidenter relaterade till användningen av enheten, som är livshotande eller äventyrligast hållna, inklusive sjukdom eller permanent skada på människans hälsa, som kan orsaka allvariga fysiska eller psykiska skador, bör rapporteras till myndigheten i ditt land.

MÄRKNINGSSYMBOLER

1)Storbrannien auktoriserad representant 2)Papper (identifying av förpackningsmaterial)

3)Öppningsriktning 4)Varumärke

FR Conteneurs à usage chirurgical

DISPOSITIFS

-Cupules chirurgicales; rectangulaires);
-Plateaux (inclut les plateaux réniformes, -Pochettes de bassin; les plateaux pour cathétérisme, les -Cruches;
plateaux de laparoscopia/endoscopia et -Couvercles (inclut les couvercles les plateaux avec bol à guide);
-Bassins (inclut les bassins ronds, les couvercles pour bassin);
-bassins de placenta et les bassins

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF

Large gamme de conteneurs à usage chirurgical unique conformes aux normes de qualité les plus strictes.

Dispositifs médicaux appartenant à la Classe IIa du fait de leurs larges indications d'utilisation approuvées, y compris lors de procédures invasives. Certaines références disposent d'un couvercle approprié ainsi que d'adhésifs pour la fixation aux surfaces.

Les professionnels de la santé doivent choisir un dispositif ayant une capacité appropriée et un design adaptés à l'usage spécifique prévu.

DESTINATION ET INDICATIONS

Les cupules chirurgicales, les plateaux, les pochettes de bassin et les cruches:
-Maintenir temporairement des organes ou des tissus ;
-Contenir ou préparer des dispositifs médicaux tels que des cathéters avec des solutions médicamenteuses;
-Pour contenir ou préparer une solution saline avec un produit de contraste ou de l'héparine destinée à être injectée ;
-Contenir des solutions aqueuses et salines pour l'irrigation ;
-Contenir des solutions aqueuses, salines ou antiseptiques pour le nettoyage par immersion de plaies.
-Contenir des antiseptiques destinés à la désinfection de la peau ou des muqueuses.

En outre, et en raison de leur design, ils sont destinés à être utilisés pour:

Plateaux réniformes, plateaux pour cathétérisme (forme de bateau)- S'adapter au corps humain ; ils sont adéquats pour recueillir les fluides corporels.

Plateaux avec bol à guide- Préparer et stocker temporairement un fil-guide tout en le maintenant en place et en l'hydratant.

Pochettes de bassin-La pochette de bassin, conçue avec un champ intégré, est utilisée pour empêcher le transfert d'agents infectieux dans un contexte chirurgical. Conçu pour s'adapter à l'intérieur d'un bassin rond, la pochette inclut une draperie qui recouvre les pieds du support rond. En outre, il sert à maintenir les solutions d'irrigation chaudes.

Couvercles de cupules chirurgicales et les couvercles pour bassin:

Pour obtenir la version fermée des cupules ou des bassins chirurgicaux pendant le transport, le stockage ou l'élimination.

Bassins de placenta:

-Destinés spécifiquement à maintenir temporairement la placenta et/ou le cordon ombilical en vue d'une inspection après la naissance et/ou la préparation de la membrane placentaire qui peut ensuite être utilisée dans un contexte tel que le soin des plaies.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

-Incompatible avec la préparation de ciment osseux.
-Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un défaut sur l'emballage.
-Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
-Avant utilisation, vérifier visuellement la présence de particules et n'utiliser que si les contenus sont clairs.
-Pour la préparation des produits injectables, utilisez une aiguille filtre. Sachez que les récipients ouverts peuvent augmenter le risque de contamination.
-Pour les procédures invasives ophthalmiques, rincer le conteneur à usage chirurgical avec une solution stérile avant utilisation.
-Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
-Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections possibles, et/ou les dommages fonctionnels.
-Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de pollution.

La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif si est utilisé correctement, mais conformément au règlement (UE) 2017/745 nous devons informer que les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé, y compris la maladie ou l'altération permanente d'une structure corporelle, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

SYMBOLS D'ÉTIQUETAGE

1)Représentant agréé au Royaume-Uni 2)Notice d'information (identification du matériel d'emballage)

3)Sens d'ouverture 4)Marque déposée

EG Хирургични контейнери

ИЗДЕЛИЯТА

-Хирургични кулици; плацентата и правоъгълни легенчета, тавички за катеризация, тавички за лароскопия/ендоскопия и поставки с куличка за водач);
-Асептични (вкл. кожни асептици, легени за хирургичски кулички и легени за катеризация).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО

Широка гама от хирургични контейнери за еднократна употреба, която отговаря на най-високите стандарти за качество. Медицински изделия, класифицирани като изделия от клас IIa поради широките им одобрени показания за употреба, включително употреба по време на инвазивни процедури. Някои препарати представят подходящи капак, както и лепила за фиксиране на рани.

Медицинските специалисти трябва да изберат изделие с подходящи капацитет и с дизайн, подходящо за конкрет

