

# Skin staple remover



## Removedor de agrafos

FR Ôte-agrafes cutanées

DE Hautklammerentferner

NL Huidnietjesverwijderaar

IT Rimuovi graffe

ES Quitagrapas

SV Agraffborttagare

BG Инструмент за отстраняване на хирургически скоби


HR Skidač kožnih spajalica

CS Odstraňovač kožních svorek



**Bastos Viegas,s.a.** IFU551999117. Rev.0 (28-11-2024)

Avenida da Fábrica, 298, 4560-164 Guifufe, Penafiel - Portugal  
Tel.: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - www.bastosviegas.com



EN Fig.1-Exact position of the staple before removal  
PT Fig.1-Posição exata do agrafa antes da remoção  
FR Fig.1-Position exacte de l'agrafe avant ablation  
DE Abb.1:Genau Position der Klammer vor dem Entfernen

NL Afb.1-Exacte stand van het nietje vóór verwijdering  
IT Fig.1-Posizione esatta della pinza prima della rimozione  
ES Fig.1-Posición exacta de la grapa antes de quitarla  
SV Fig.1-Agraffens exakta läge före borttagning  
BG Фр.1 - Точното положение на скобата преди премахване  
HR Slika 1 - Točan položaj spajalice prije njezinog uklanjanja  
CS Obr.1 - Presná poloha svorky před jejím odstraněním

## EN SKIN STAPLE REMOVER

### INTENDED PURPOSE AND INDICATIONS

Skin staple remover is intended for removal of surgical skin staples.

### INSTRUCTIONS FOR USE

- Inspect the staples and make sure they are perpendicular to skin before removal.
- Place the lower jaw of staple remover between staple and skin (figure 1).
- Squeeze and lift the staple remover perpendicularly to the skin.
- The staple will be bent open by squeezing (figure 2).
- Lift the open staple straight up from the tissue and discard according to local requirements.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Intended to be used exclusively by healthcare professionals.
- Visually inspect the sterile barrier system prior to use. Do not use the device if you detect any breach in packaging integrity.
- Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
- Do not re-use. Intended to be used one single time to prevent risks from contamination, including possible infections, and/or functional damage.
- Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device if used correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform that serious incidents related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

### LABELLING SYMBOLS

1)Trademark 2)Opening direction 3)United Kingdom authorized representative

4)Polyethylene (identification of packaging material)

## PT REMOVEDOR DE AGRAFOS

### FINALIDADE PREVISTA E INDICAÇÕES

O removedor de agrafos destina-se a remover agrafos cirúrgicos da pele.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de iniciar o procedimento de remoção de agrafos, verifique que os agrafos se encontram perpendiculares à pele.
- Posicione a garra inferior do removedor de agrafos entre o agrafa e a pele (figura 1).
- Feche e levante o removedor de agrafos (figura 2).
- O agrafa irá ser dobrado até ficar na posição aberta (figura 2).
- O agrafa aberto é retirado da pele e deve ser descartado de acordo com os requisitos locais.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.
- Inspeccione visualmente a barreira estéril antes da utilização. Não utilize o dispositivo se detetar qualquer falha na integridade da embalagem.
- Inspeccione visualmente o dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer o desempenho.
- Não reutilizar. Destina-se a uma única utilização de modo a evitar os riscos decorrentes da sua contaminação, incluindo possíveis infecções, e/ou de danos funcionais.
- Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infecções aplicáveis para resíduos hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação, infecções ou poluição.

Embora não seja previsível a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização do dispositivo se utilizado corretamente, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes da utilização do artigo, que coloquem em risco a vida ou deterioriem a saúde, incluindo doença ou dano corporal permanente, devem ser comunicados à Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

### SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

1)Marca registrada 2)Dirección de apertura 3)Representante autorizado do Reino Unido 4)Polietileno (identificación del material de embalaje)

## FR ÔTE-AGRAFES CUTANÉES

### DESTINATION ET INDICATIONS

L'ôte-agrafes cutanées est prévu pour l'ablation des agrafes chirurgicales.

### NOTICE D'UTILISATION

- Inspecter les agrafes et s'assurer qu'elles sont perpendiculaires à la peau avant de les enlever.
- Placer la mâchoire inférieure de l'ôte-agrafes cutanées entre l'agrafe et la peau (figure 1).
- Presser et soulever l'ôte-agrafes cutanées perpendiculairement à la peau.
- L'agrafe se déploie ouverte par pressage (figure 2).
- Soulever l'agrafe ouverte droite vers le haut du tissu et la jeter conformément aux règlements locaux.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
- Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un défaut sur l'emballage.
- Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de déterioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
- Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections possibles, et/ou les dommages fonctionnels.
- Conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de contamination.

Het optreden van ernstige incidenten wordt niet verwacht bij het gebruik van het apparaat bij correct gebruik. Echter, volgens Verordening (EU) 2017/745 moeten wij u informeren dat ernstige incidenten met betrekking tot het gebruik van het apparaat, die levensbedreigend zijn of de gezondheid in gevaar brengen, waaronder ziekte of permanente aantasting van een lichaamsstructuur, moeten worden gemeld aan Bastos Viegas en aan de bevoegde autoriteit van uw land.

### KENNZEICHNUNGSSYMBOLE

1)Handelsmerk 2)Öppningsrichtning 3)Gemachttige vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk 4)Polyethyleen (identificatie van verpakkingsmateriaal)

## DE HAUTKLAMMERENTFERNER

### ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN

Der Hautklammerentferner ist zur Entfernung von chirurgischen Hautklammern vorgesehen.

### GEBAUCHSANWEISUNG

- Prüfen Sie die Klemmen und vergewissern Sie sich vor dem Entfernen, dass sie sich senkrecht zur Haut befinden.
- Platzieren Sie die untere Backe des Klammernentferners zwischen die Klammer und die Haut (Abbildung 1).
- Drücken Sie den Klammernentferner zusammen und heben Sie ihn senkrecht zur Haut an.
- Die Klammer durch usammendrücken auf (Abbildung 2).
- Ziehen Sie die offene Klammer senkrecht nach oben aus dem Gewebe und entsorgen Sie sie gemäß den lokalen Anforderungen.

### WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

Ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Überprüfen Sie vor der Verwendung visuell das

Sterilbarrieresystem. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Verletzung der Verpackungsintegrität feststellen.

Überprüfen Sie das Gerät visuell. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen einer Verschlechterung oder eines Defekts feststellen, der die Leistung beeinträchtigen könnte.

- Nicht wiederverwenden. Nur zur einmaligen Verwendung bestimmt, um Risiken durch Kontamination, einschließlich möglicher Infektionen, und/oder Funktionsschäden zu vermeiden.
- Entsorgen Sie medizinische Abfälle gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und Standards zur Infektionsprävention, um das potenzielle Risiko einer Kontamination, Infektion oder Verschmutzung zu minimieren.

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass schwerwiegende Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts, die lebensbedrohlich sind oder die Gesundheit gefährden, einschließlich Krankheiten oder dauerhafter Beeinträchtigungen einer Körperstruktur, Bastos Viegas und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden müssen.

### SIMBOLI DI ETICHETTATURA

1)Marcas registradas 2)Dirección de apertura 3)Representante autorizado del Reino Unido 4)Polietileno (identificación del material de embalaje)

## IT RIMUOVI GRAFFE

### DESTINAZIONE D'USO E INDICAZIONI

Il rimuovi graffe è destinato alla rimozione di graffe chirurgiche.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Controllare le graffe e assicurarsi che siano perpendicolari rispetto alle pelli prima di procedere con la rimozione.
- Posizionare la parte inferiore del rimuovi graffe tra la graffa e la pelle (Figura 1).
- Stringere e sollevare il rimuovi graffe perpendicolarmente rispetto alla pelle.
- La graffa si aprirà facendo pressione sulla pinza (Figura 2).
- Sollevare la graffa aperta dal tessuto ed eliminarla conformemente ai requisiti locali.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Deve essere usato solo da operatori sanitari.
- Ispezionare visivamente il sistema di barriera sterile prima dell'uso. Non usare il dispositivo se si rileva una qualsiasi violazione dell'integrità della confezione.
- Ispezionare visivamente il dispositivo. Non usare il dispositivo se si rilevano segni di deterioramento o difetti che ne possano compromettere le prestazioni.
- Non riutilizzare. Dall'utilizzarsi una sola volta per evitare rischi di contaminazione, incluse possibili infezioni, e/o danno funzionale.

Smaltire secondo la normativa in vigore e/o gli standard di prevenzione delle infezioni per i rifiuti sanitari, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione, infezione o inquinamento.

Non è previsto che si verifichino incidenti gravi con l'uso del dispositivo, se utilizzato in modo corretto, ma secondo il Regolamento (EU) 2017/745 dobbiamo informare che incidenti gravi connessi con l'uso di questo dispositivo, che mettano in pericolo la vita o compromettano la salute, comprese malattie o menomazioni permanenti di una struttura corporea, devono essere comunicati a Basto Viegas e all'autorità competente del vostro Paese.

### SIMBOLI DI ETICHETTATURA

1)Marcia di fabbrica 2)Direzione di apertura 3)Rappresentante autorizzato del Regno Unito 4)Polietilene (identificación del material de embalaje)

## ES QUITAGRAPAS

### FINALIDAD PREVISTA E INDICACIONES

El quitagrapas está destinado a retirar grapas quirúrgicas de la piel.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Inspeccione las grapas y asegúrese de que estén perpendiculares a la piel antes de retirarlas;
- Colocar la cara inferior del quitagrapas entre la grapa y la piel (figura 1);
- Apretar y levantar el quitagrapas perpendicularmente a la piel;
- La grapa se doblará y se abrirá al apretar (figura 2);
- Levantar la grapa abierta directamente del tejido y desecharla de acuerdo con los requisitos locales.

No se ocha que se presenten en series incidentes durante su uso, pero es necesario que se informe de los incidentes graves que afectan a la salud, incluyendo la enfermedad o la incapacidad permanente de una estructura corporal, a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Destinado a ser utilizado exclusivamente por profesionales sanitarios.
- Inspeccione visualmente el sistema de barrera estéril antes de utilizarlas. No utilice el dispositivo si detecta alguna irregularidad en el envoltorio.
- Inspeccione visualmente el dispositivo. No utilice el dispositivo si detecta indicios de deterioro o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.
- No reutilizar. Concebido para utilizarse una única vez para evitar riesgos de contaminación, como posibles infecciones o daños en su funcionamiento.
- Deseche de acuerdo con la legislación aplicable y/o las normas de prevención de infecciones para los residuos sanitarios, con el fin de minimizar el posible riesgo de contaminación, infección o polución.

Utilizando el producto de manera correcta no se deberían producir incidentes graves, pero de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 debemos informar de que los incidentes graves relacionados con el uso del producto que pongan en peligro la vida o comprometen la salud, incluyendo enfermedades o el deterioro permanente de una estructura corporal, deben notificarse a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

### SÍMBOLOS DE MARCADO

1)Marca 2)Dirección de apertura 3)Representante autorizado en el Reino Unido 4)Polietileno (identificación del material de embalaje)

## SV AGRAFFBORTTAGARE

### AVSETT ÄNDAMÅL OCH INDIKATIONER

Agraffborttagaren är avsedd för att avlägsna agraffer.

### BRUKSANVISNING

- Kontrollera agrafferna och säkerställ att de är vinkelräta mot huden innan de avlägsnas.
- Lägg agraffborttagarens bottenplatta mellan agraffen och huden (se figur 1).
- Kläm åt och lyft agraffborttagaren vinkelrätt mot huden.
- Agraffen kommer att böjas upp genom att du trycker den (se figur 2).
- Lyft den öppna agraffen rakt upp från vävnaden och kassera i enlighet med lokala krav.

### VÄRSKJÖRDNING OCH FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

- Endast avsedd att användas av sjukskördspersonal.
- Inspektera den sterila systembarriären visuellt före användning. Avstånd inte enheten om du upptäcker att förpackningens integritet brutits.
- Inspektera enheten visuellt. Avstånd inte enheten om du upptäcker tecken på försämrings eller defekt som kan återyttra prestandan.
- Atervänta inte. Avsedd att användas en gång för att förhindra risker för kontaminering, inklusive möjliga infektioner och/eller funktionsskador.
- Avtfallshanter i enlighet med gällande lagstiftning och/eller standard för sjukskördfall för att förhindra infektioner, för att minimera risk för kontaminering, infektion eller förorening.

Förekomsten av allvarliga incidenter förväntas inte vid användning av enheten om den används på rätt sätt, men enligt förordning (EU) 2017/745 måste vi informera om att allvarliga incidenter relaterade till användningen av enheten, som är livshotande eller äventyra hälsan, inklusive sjukskrift eller permanent försämrings av en kroppsstruktur, måste annas till Bastos Viegas och till den behöriga myndigheten i ditt land.

### MÄRKNINGSSYMBOLER

1)Värumske 2)Öppningsrichtning 3)Storbritanniens auktoriserad representant 4)Polyeten (identificering av förpackningsmaterial)

## IT TRIMOVISI GRAFFE

# Skin staple remover



Removedor de agrafos

REF 4891-521

DA Graffjerner

ET Nahaklambrite eemaldaja

FI Ihohakasten poistaja

EL Eξολκέας δερματικών αγκτήρων

HU Bőrkapocsszedő

LV Ādas skavu iznemšanas knaibles

LT Odos kabij išstraukėjas

PL Przyrząd do usuwania zszywek

RO Decapsator medical

SK Odstraňovač kožných svoriek


SL Odstranjevalec kožnih sponk

ZILLION<sup>®</sup> BLACK

UKRP<sup>®</sup> CE 1639 LDPE



Avenida da Fábrica, 298, 4560-164 Guifhufe, Penafiel - Portugal  
Tel.: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - www.bastosviegas.com



DA Fig. 1 - Agraffens præcis placering inden fjernelse  
ET Joonis 1 - Klambi tåpe asend enne eemaldamist  
FI Kuva 1 - hakasen tarkka sijainti ennen poisto  
EL Eik. 1 - Akojibñ θeñou aykt̄a triv arñt cñfpojē  
HU 1. ábra - A kapocs pontos helyzete az eltávolítás előtt  
LV 1. att. Preciza skavas pozicija pirms iznemšanas  
LT 1 pav. Tiksli kabés padéris prieš išstraukiant  
PL Rys. 1 - Dokladne položenie zszywki przed jej usunięciem  
RO Figura 1 - Poziția exactă a decapsatorului medical  
SK Obraz. č. 1 - Presná poloha svorky pred odstránením  
SL Slika 1 - Ustrezan položaj sponke pred odstranitvijo

## DA GRAFFJERNER

### ERKLÆRET FORMÅL OG INDIKATIONER

Agraffjerner er beregnet til fjernelse af kirurgiske agraffer.

### BRUGSANVISNINGER

1-Kontroller agrafferne, og sørg for at de er vinkelrette på huden før fjernelse.

2-Placer den nederste del af saksen mellem agraffen og huden (fig. 1).

3-Klem om løft agraffjernerens vinkelret på huden.

4-Agraffen vil blive bøjet aben ved klemning (fig. 2).

5-Løft den øbne agraf lige op fra vævet og bortskaf den i henhold til lokale krav.

### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

-Beregnet til udelukkende at blive brugt af sundhedspersonale.

-Inspicer det sterile barrièresystem før brug. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer brud på emballagens integritet.

-Inspicer enheden. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på forringelse eller fejl, der kan kompromittere ydeevnen.

-Ma ikke genbruges. Beregnet til engangsbrug for at undgå risiko for kontaminering, herunder mulige infektioner og/eller funktionel skade.

-Bortskaf i henhold til gældende love og/eller infektionsforebyggende standarder for sundhedsaffald med henblik på at minimere den potentielle risiko for kontaminering, infektion eller forurening.

Forekomsten af alvorlige hændelser forventes ikke ved brug af enheden, hvis den anvendes korrekt, men i henhold til forordning (EU) 2017/745 skal vi informere om, at alvorlige hændelser i forbindelse med brug af enheden, som er livstruende eller kompromitterer helbredet, inklusive sygdom eller permanent svækkelse af en kropsstruktur, skal indberettes til Bastos Viegas og til den kompetente myndighed i dit land.

### MÆRKNINGSSYMBOLER

1)Varemærke 2)Åbningsretning 3)Storbritanniens autoriseret repræsentant

4)Polyethylen (identifikation af emballagemateriale)

## ET NAHAKLAMBRITE EEMALDAJA

### SIHTOTSTARVE JA NÄIDUSTUSED

Nahaklambrite eemaldaja ettenähtud otstarve on kirurgiliste nahaklambrite eemaldamine.

### KASUTUSJUHEND

- 1-Enne eemaldamist kontrollida klambreed ja veenduda, et need on nahapinnaga risti.
- 2-Paigutada klambriemaldaja alumine haru klambri ja nahalehele (joonis 1).
- 3-Suruda klambriemaldaja kokku ja tösta nahapinnaga risti üles.
- 4-Kokku surudes paindub klamber lahti (joonis 2).
- 5-Tösta avanenud klamber otse koest üles ja kõrvadada kohaliike nõuetekohaselt.

### HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖUD

- Möeldud kasutamiseks ainult tervishoiutöötajate poolt.
- Enne kasutamist kontrollige visuaalselt sterilliset kaitsestüsteemi. Arge kasutage seadet, kui märkate, et pakend on katki või avatud.
- Kontrollige seadet visuaalselt. Ärge kasutage toodet, kui avastate mis tahes märke kahjustustest või defektidest, mis võivad mõjutada toote toimivust.
- Uuesti mitte kasutada. Toode on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks, et vältida saastumisriiski, sh võimalikke infektsioone ja/või funktsionaalset kahjustust.
- Võimalik saaste-, nakkus- ja reostusohu vältimiseks kõrvvaldage tervishoiujäätmel kooskõlas kehitavate õigusaktide ja/või nakkuste vältimise standardite nõuetega.

Öige kasutamise korral ei esine seadme kasutamisel ohujuhtumeid, kuid vastavalt määrusele (EL) 2017/45 oleme kohustatud teavitama, et seadme kasutamisega seotud ohujuhtumitest, mis on eluohtlikud või tervist ohustavad, sh haigestumine või keha struktuuri püsiv kahjustus, tuleb teavitada Bastos Viegast ja teie riigi põdevat asutust.

### MÄRGISTUSSÜMBOLID

1)Kaubamärk 2)Avamise suund 3)Uhendkuningriigi volitatud esindaja 4)Polüetüleen (pakendimaterjal identifitseerimine)

## FI IHOHAKASTEN POISTAJA

### KÄYTÖTARKOITUS JA INDIKAATIOT

Ihohakasten poistaja on tarkoitettu kirurgisten ihohakasten poistoona.

### KÄYTÖÖHJEET

- 1-Tarkasta hakaset ja varmista, että ne ovat kohtisuorassa ihon nähdin ennen poistoa.
- 2-Aseta hakasten poistajan alaleuka hakasen ja ihon väliin (kuva 1).
- 3-Purista hakasten poistaja yhteen ja nosta sitä kohtisuorasti ihon nähdin.
- 4-Hakanen taitavuttaa auki puristamalla (kuva 2).
- 5-Nosta avoin hakanen suoraan ylös kudoksesta ja hävitä se paikallisten vaatimusten mukaisesti.

### VAROITUSET JA VAROTOIMET

- Tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
- Tarkista sterili estojärjestelmä silmämääriäisesti ennen käyttöä. Alä käytä läitetä, jos havaitset pakkauksen heydessä vaurioita.
- Tarkista laite silmämääriäisesti. Älä käytä laitetta, jos huomata mitään merkkejä turmeltumisesta tai vaurioista, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Älä käytä uudelleen. Tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöiseksi, jotta tartunnasta, mukaan lukien mahdollisista infektoista, ja toiminallisista vaurioista johtuvat riskit voidaan välttää.
- Hävitä voimassalevan länsääädännon ja/tai terveydenhuollon jätteitä koskevien infektionestandardien mukaisesti välttääksesi tartuntoja, infektiolaita ja saastumista.

Vakavien haittataapamien esiintymien ei ole odottavissa, kun laiteta käytetään asianmukaisesti, mutta asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti meidän on ilmoittava, että laitteen käytöön liittyvä vaikaus tilitanteista, joihin liittyy hengenvaara tai terveyden vaarantuminen, mukaan lukien sairaus tai kehon rakenteeseen kohdistuva pysyvä haitta, on ilmoitettava Bastos Viegasille tai oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

### MERKINTÄSYMBOLIT

1)Tavaramerkki 2)Avauksuna 3)Yhdystykeen kuningaskunnan valtuutettu edustaja 4)Polyleeni (pakkauksimateriaalin tunnistaminen)

## EL EΞΟΛΚΕΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΚΤΗΡΩΝ

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οξελόκέας δερματικών αγκτήρων, προορίζεται για την αφάρση χειρουργικών δερματικών αγκτήρων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1-Εξετάστε τους αγκτήρες και σιγουρευτείτε ότι είναι σε θέση καθετή προς το δέρμα πριν τους αφαρέσετε.
- 2-Τοποθετήστε το κάτω σκέλος του εξολκέα αγκτήρων μεταξύ του αγκτήρα και του δέρματος (εικόνα 1).
- 3-Συμπίστε τον αγκτήρα και αγαπτώστε τον εξολκέα αγκτήρων καθετά προς το δέρμα.
- 4-Με τη συμπίσηση ο αγκτήρας θα λυγίσει έως ότου ανοίξει (εικόνα 2).
- 5-Τραβήξτε ευθέως τον ανοικτό αγκτήρα από τον ίστο και απορρίψτε τον σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

-Προβλεπόμενη χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας.

-Πριν από τη χρήση επιθεωρήστε οπτικά το αποστεριωμένο σύστημα πρόστασίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν διατίστωσετε παραβίαση της ακρεβατότητας της συσκευασίας.

-Επιθεωρήστε οπτικά το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εντοπίσετε σημάδια φθοράς ή ελαττώματα που μπορεί να υποθαμβίσουν τις επιδόσεις του.

Forekomsten af alvorlige hændelser forventes ikke ved brug af enheden, hvis den anvendes korrekt, men i henhold til forordning (EU) 2017/745 skal vi informere om, at alvorlige hændelser i forbindelse med brug af enheden, som er livstruende eller kompromitterer helbredet, inklusive sygdom eller permanent svækkelse af en kropsstruktur, skal indberettes til Bastos Viegas og til den kompetente myndighed i dit land.

MÆRKNINGSSYMBOLER

1)Varemærke 2)Åbningsretning 3)Storbritanniens autoriseret repræsentant

4)Polyethylen (identifikation af emballagemateriale)

-Na mõn etapavahixsiimipoleeriteta! Prooorízetai για μία μόνο χρήση προκειμένου να προλαμβάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών λοιπών επιπτώσεων καθηγετική βλάβης.

-Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχυόντας τοπικούς νόμους/η/κατα προτυπωτική μόλυνσης από τη απόβλητη υγειονομική περιθώρη, προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον πιθανό κίνδυνο μόλυνσης, λοιπόν την πύρτανση.

Με την ορθή χρήση της συσκευής δεν αναμένεται να προκύψουν σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, υποχρεούμεται να θα περιπτώσουν σε περίπτωση συμβάνσης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής, τα οποία περιστατικά είναι απειλητικά για τη ζωή ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της συσκευασίας.

Επί την ορθή χρήση της συσκευής δεν αναμένεται να προκύψουν σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, υποχρεούμεται να θα περιπτώσουν σε περίπτωση συμβάνσης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής, τα οποία περιστατικά είναι απειλητικά για τη ζωή ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της συσκευασίας.

Επί την ορθή χρήση της συσκευής δεν αναμένεται να προκύψουν σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, υποχρεούμεται να θα περιπτώσουν σε περίπτωση συμβάνσης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής, τα οποία περιστατικά είναι απειλητικά για τη ζωή ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της συσκευασίας.

Επί την ορθή χρήση της συσκευής δεν αναμένεται να προκύψουν σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, υποχρεούμεται να θα περιπτώσουν σε περίπτωση συμβάνσης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής, τα οποία περιστατικά είναι απειλητικά για τη ζωή ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της συσκευα